


検査ブース 標準キット STB-S900


被検査者からの飛沫に接触することなく、検査が可能。キャスター付きで運搬が容易。



納期：受注確定後、約2週間

本体仕様		
サイズ	:	W900 mm × D900 mm × H2000 mm
フレーム	:	アルミ押し出し材
パネル（腰上）	:	透明 PVC（塩化ビニル）t3.0
パネル（腰下）	:	複合板（白 or シルバー） t3.0
その他	:	ロック付キャスター
オプション	:	ドアパーツ

概略図



本製品使用上の注意事項

本製品は飛沫感染のリスクを低減させる製品であり、感染リスクの完全防止を保証する製品ではございません。
屋外設置は使用上問題ございませんが、防水性の考慮はしておりません。
設置環境に十分考慮し、安全にご使用ください。

パネル（塩化ビニル（PVC））のお手入れ

消毒：アルコール類で消毒する場合、ウエスなどに適量つけて、表面を拭いてください。

数分置いてから、乾拭きを行なってください。

※霧吹きなどで大量に散布すると白濁や、品質劣化に繋がる恐れがありますので、ご注意ください。

清掃：中性洗剤をお湯などで薄めた液剤をタオルにつけて拭き取ってください。

シンナーなどは、変色・劣化の可能性が高いため、使用しないでください。

LECOFRAME